

GC Initial MC

Metal ceramic

クロマシェードトランスルーセント
クラシックライン
ペーストオペーククラシック



GC

initial

イニシャル MC CST 混色して自在に思い通りの色を実現

2ステップで色と透明感を表現
クロマティックシェードトランスルーセント

クロマティックシェードトランスルーセント (CST: Chromatic Shade Translucent) パウダーは、焼成工程での色調再現を容易にする、新しいコンセプトのパウダーです。わずか4色のベーシックパウダーと3色のモディファイヤーで、ピタクラシカルシェード16色をはじめ、目的とする色や透明感を再現することができます。



CSTベーシックカラー4色



CSTモディファイヤー3色



イニシャル MC オペークに 追加ラインナップ登場。

明るく鮮やかさを増した
ペーストオペーククラシック

イニシャル MC クラシックの新しいペーストオペークは、3層築盛テクニックに適しており、簡単な応用で遮蔽性と接着力の改良により higher chroma (高い彩度) を実現します。多層アプローチに使用すれば、より審美的な結果が得られます。





イニシャル MC ペーストオペーククラシックセット

包装1函=ペーストオペーククラシック (PO-CL A1 ~ PO-CL D4) 4g16本、ペーストオペークリキッド8mL1本、ペーストオペーククラシック4g1本



インメタルボンド

メタル用セラミックとメタルフレームとの緩衝材です。熱膨張によるトラブルや金属酸化物の流出を軽減します。



イニシャル MC クラシックライン ウェルカムセット

1函=デンチン (D-A3)、エナメル (E-59) 各20g1本、モデリングリキッド25mL1本、ペーストオペーククラシックPO-CL (A3) 4g1本、イニシャルステイン グレーズリキッド (MC/LF/PC用) 25mL1本、イニシャルステイン グレーズ (MC/LF/PC用) GL10g1本



イニシャル MC クロマシェードトランスルーセントセット

1函=クロマシェードトランスルーセント (CST-A, CST-B, CST-C, CST-D, CST-BL, CST-L, CST-M) 各20g1本、モデリングリキッド25mL、クロマシェードトランスルーセントシェードガイド1個、メジャーメントスプーンセット2本セット
単品クロマシェードトランスルーセント20g1本、クロマシェードトランスルーセントシェードガイド1個、メジャーメントスプーンセット2本セット

カーボングリップ ビルドアップブラシ

毛の材質はコリンスキー (イタチ) で適度なコシがあり、ポーセレンの築盛や形成を容易。ハンドルはアルミ製でグリップ部にカーボングリップを採用、重厚感のあるブラシで握った感じがしっくりフィットします。

- ビルドアップブラシ (No. 6S, No. 8S) 各1本 ●マスターブラシ1本 ●オペークブラシ1本 ●ステインブラシ1本
- スペアブラシビルドアップ (No. 6S, No. 8S) 各1本
- スペアブラシマスター1本 ●スペアブラシ (オペーク、ステイン) 各1本



No. 6S



No. 8S



オペークブラシ



ステインブラシ



マスターブラシ

ご使用に際しては、必ず製品添付の説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3-2-14

製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都板橋区連沼町76-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286